

RELANCER LE DP ET ROBOT/AUTOMATE


OBJECTIF

Si le DP ou le Robot/Automate n'est plus accessible sur l'ensemble des postes, il faut le relancer à partir de Pharmaland.

PROCEDURE

A partir de la page d'accueil :

1. Cliquez sur le menu **Fichiers** en haut à gauche de l'écran
2. Cliquez sur le sous-menu **Propriétés du poste**
3. Cliquez sur le sous-menu **Relancer des programmes**
4. Cliquez sur **Relancer le Dossier Pharmaceutique** ou **Relancer Automate**



Si vous relancer le DP, la saisie du code porteur est obligatoire

Après relance du DP ou du robot/Automate ne surtout pas fermer la fenêtre qui s'est affichée.